



TO WHOM IT MAY CONCERN

June 2, 2015

Dear Sirs.

Our nebulizer Aerogen (Aeroneb) Pro and Solo can be used with tracheostomized and ventilated patients in conjunction with oxygen therapy. In our instructions will be made only aware of the dangers in handling of oxygen and other flammable substances.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Unser Verneblungssystem Aerogen (Aeroneb) Pro und Solo darf bei tracheostomierten und beatmeten Patienten in Verbindung mit der Sauerstofftherapie verwendet werden. In unserer Gebrauchsanweisung wird lediglich auf die Gefahren im Umgang mit Sauerstoff und weiteren entflammenden Stoffen aufmerksam gemacht.

Yours sincerely / Mit freundlichen Grüßen



Alyas Mussa

Clinical Sales Manager Germany