

Philips GmbH Respiromics, Gewerbestraße 17, 82211 Herrsching

B.I.S. eK.
Herr
Wolfgang Müller
Blautalstraße 33
D-89134 Blaustein

Philips GmbH Respiromics
Gewerbestraße 17
82211 Herrsching

Sleep and Respiratory Care

Herrsching 07.Januar 2016

Anwendung eines Philips Respiromics Verneblers bei tracheotomiert- und sauerstoffpflichtigen Patienten

Sehr geehrter Herr Müller,

zurzeit stellt Philips Respiromics keinen Vernebler her, der für die Anwendung an einem beatmungspflichtigen und tracheotomierten sowie sauerstoffpflichtigen Patienten zugelassen ist.

Wir bedauern Ihnen keine andere Antwort geben zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Peter Hebblethwaite
QA & Quality Operations

Philips GmbH Respiration, Gewerbestraße 17, 82211 Herrsching

B.I.S. eK.
Herr
Wolfgang Müller
Blautalstraße 33
D-89134 Blaustein

Philips GmbH Respiration
Gewerbestraße 17
82211 Herrsching

Sleep and Respiratory Care

Herrsching 06.Mai 2015

Anwendung eines Innospire Elegance Verneblers bei tracheotomiert- und sauerstoffpflichtigen Patienten

Sehr geehrter Herr Müller,

Nach unserem ersten schriftlichen Kontakt am 30.04.15 haben wir nun die für Sie wichtigen Informationen.

Der InnoSpire Elegance eignet sich **nicht** für den Einsatz in Verbindung mit dem Beatmungsgerät und dem zum Patienten zuführenden Schlauchsystem. Der Verneblerschlauch darf nicht mit dem Schlauchsystem des Beatmungsgerätes verbunden sein. Ebenso ist der InnoSpire Elegance auch **nicht** für den Einsatz mit Sauerstoff geeignet.

Wir bedauern Ihnen keine andere Antwort geben zu können.

Mit freundlichen Grüßen



Peter Hebblethwaite
QA & Quality Operations